

# 瓦楞平压强度测试仪

型号：C0013

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

瓦楞纸板芯纸试验提供芯纸成型为瓦楞纸的特性，然后与纸板胶接成为瓦楞纸板，就可以承受压缩载荷。在瓦楞纸板生产完成后最大承载特性对于加工过程（打孔，印刷）是一项必不可少的特性。此款仪器是瓦楞原纸在实验室起楞后（称瓦楞纸），进行瓦楞纸平压强度和瓦楞纸压缩强度的基本测试设备。本机器温度可以维持在 175°C，一个滚轴在电机的驱动下以 4r/min 运动，另一个滚轴在最小阻力下可以自由运动。

## 产品应用：

- 瓦楞纸

## 产品特点：

- 配备加热辊
- 超温报警和急停
- 具有自动校正温度的控制器
- 温度精度：±2°C
- 负载：98±4N

## 参考标准：

- AS/NZ 1301.434
- CPPA D24
- DIN 53143
- SCAN P27
- ISO 7263
- TAPPI T809
- TAPPI T824



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn