

高速混合机

型号：M0005

IDM[®]
instruments

高速混合机是用于泡沫化合物的快速混合，以产生混合良好试样，该成型的试样可以可以用于测试目的也可以用于质量控制。该机器由容易清洗的不锈钢构成，混合速度可以调控。

高速混合机可以在 PLC 控制器上设定 3 个搅拌时间和搅拌速度去制作样品。在 PLC 上设定完成后，用户可以用手动控制器激活设定的操作。

产品应用：

- 聚氨酯泡沫

产品特点：

- 定时搅拌
- 自动运行
- 不锈钢结构
- 可以设定混合速度
- 速度范围：0-3000rpm

连接设备：

- 气源：80psi/600KPa



手动控制器

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn