

# 静态疲劳测试仪

型号：F0029

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

该款静态疲劳测试仪为落地式仪器，具有 4 个测试工位，左右两侧各两个。机器中压盘的尺寸为 500\*500mm。上压盘和下压盘是固定的，中间的压盘可以上下移动，可以通过可调的凸轮去调整压缩试样的比例。通过计数器的设置，4 个工位可以同时进行相应次数的测试。

## 产品应用：

- 聚氨酯泡沫

## 产品特点：

- 可同时测试 4 个样品
- 样品尺寸：380\*380mm（或者更小），厚度可达 100mm
- 带电磁开关的安全防护装置

## 参考标准：

- TSM 7100G
- D42 1047/--C
- MS 678
- JIS K6400

