

手动压力切割器-3 吨

型号：C0022-3

IDM[®]
instruments

该款手动式压力切割机与切割模具一同使用制作试验样品。选配附件中的切模连接器用于连接切割器和切模，用于快速准确的进行试样制备。

产品应用：

- 纸张
- 塑料
- 橡胶
- 纺织品

产品特点：

- 操作简单
- 齿轮齿条传动
- 样品台尺寸：250*300mm
- 压头尺寸：直径 125mm

选配辅具：

- 切模连接器
- 切模



切模连接器

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn