

干燥老化座

型号：D0001

IDM[®]
instruments

该设备用于确定橡胶，塑料，纺织品等材料在升温情况下，温度对材料的长期影响。试样被放在玻璃试管中。整个测试区域共有 24 孔可供放置试管。

产品应用：

- 橡胶
- 塑料
- 纺织品

产品特点：

- 试样放置在玻璃器皿中
- 温控范围：室温-300°C



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn