

# 可燃性测试仪

型号：F0009

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

该款仪器主要测试塑料等材料的燃烧传播性能，不用于评估火灾隐患。它主要测试密度在 100kg/m 小尺寸泡沫塑料的火焰持续的时间和材料的消耗。

## 产品应用：

- 聚丙烯材料
- PIR 泡沫
- 硬质聚氨酯
- 弹性聚氨酯

## 产品特点：

- 具有气体流动控制单元
- 远程点火控制

## 参考标准：

- AS 2122.1



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn