

旋光观察箱

型号：P0008

IDM[®]
instruments

该设备用于观察透明塑料和玻璃制品的应力点，同时还适用于挤压性薄膜。此箱体可以两面开口，以方便放置试样。

产品应用：

- 塑料薄膜
- 玻璃制品

产品特点：

- 顶部配有旋光滤片，便于观察
- 配有光源
- 底部的样品台上配有荧光灯管

选配附件：

- 大尺寸旋光观察项-可根据客户要求定制



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn