

塑料桶测试仪

型号：P0009

IDM[®]
instruments

该塑料桶测试仪主要用于测试塑料桶直径和密封盖直径。设备配有两个凹槽，一个用于测试 10-20 升塑料桶，一个用于测试 1-10 升塑料桶，同时有两个数显装置，显示各自凹槽的测试结果。实验人员把塑料桶放在合适的凹槽上后，通过旋转开关激活测试程序。机器的气缸带动测试带开始收缩，已达到测试的目的。一旦气缸停止移动，仪器会自动显示测试结果（mm）。试验完成后，把旋钮开关移到相反的位置，测试带将自动恢复到原来的位置，这时可以取出测试塑料桶，更换下一个试样。

产品应用：

- 塑料桶
- 塑料桶盖

产品特点：

- 直径 280mm 的凹槽用于测试 1-10 升的塑料桶
- 直径 330mm 的凹槽用于测试 10-20 升的塑料桶
- 精度：0.10mm
- 重复性：0.30mm
- 可读性示数：0.1mm
- 测试类型-弹簧带式
- 空气压力可调
- 可显示峰值读数
- 配备 2 个校正环
- 配备 2 个砝码



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn