

# 带底座数显式测厚仪

型号：T0013

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

该带底座数显式测厚仪可以测试不同种类材料的厚度，带有数据统计功能，可以对结果进行统计。同时可以配备多种选配附件，已达到客户的测试要求。

## 产品应用：

- 塑料薄膜
- 纸张
- 层压制品

## 产品特点：

- 测试范围：12\*0.001mm
- 精度：0.003mm
- 压头直径：5mm
- 测试开关由拇指触发-符合人体工程学设计

## 参考标准：

- ASTM D3767

## 选配辅具：

- 打印机和电源线
- 脚踏开关（必须与打印机一起使用）
- 定制尺寸的压头
- 带 mm/in 转换功能的数显测厚仪
- 千分表
- 测试范围和重量可以定制



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn