

# 干燥箱

型号：D0012

该干燥箱用于纺织样品的快速干燥。该干燥箱配备了3排衣架，方便放置试样。可以在不同的温度设定下操作，可以设定正常，中等温度进行干燥。

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

## 产品应用：

- 纺织材料样品的干燥

## 产品特点：

- 干燥柜内放置衣架
- 除湿能力：14 克/分钟
- 除湿容量：180 立方米/小时

## 产品优势：

- 该快干燥箱温控范围大，既可以模拟普通的干燥环境，也可以进行快速干燥
- 内部空间足够，用户可以干燥更多的试样
- 可以设置8组时间，方便使用

## 选配附件：

- 不锈钢材料结构



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn