

# 纺织品垂直燃烧试验仪

型号：F0007

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

该试验仪用于测试用纺织品制成的单层或多层的衣服面料，窗帘等材料的垂直燃烧性能。纺织品垂直放在测试管内，点燃纺织品，测试试样燃烧的时间。

## 产品应用：

- 涂层纺织物
- 棉纺织品
- 多层纺织品
- 夹层纺织品

## 产品特点：

- 火焰可调
- 方便固定

## 产品优势：

- 操作简单
- 快速得到试验结果

## 选配附件：

### ● F0007-A

- AS 2755.3
- ISO 10047
- 试样夹持器：150\*75mm

### ● F0007-B

- AS 2755.2
- ISO 6941
- 试样夹持器：560\*170mm

### ● F0007-C

- ISO 6940
- 试样夹持器：190\*70mm

### ● F0007-D

- ISO 15025
- 试样夹持器：190\*150mm
- 不锈钢外壳



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn