

水平燃烧试验仪

型号：H0002

IDM[®]
instruments

该水平燃烧试验仪用于测定纺织品，塑料和其他汽车内饰材料的相对燃烧率和抗燃烧性能。该设备具有不锈钢结构，玻璃观察窗口，侧面点火器。顶部可以拿下，方便把试样放入 U 型试样夹中。

产品应用：

- 汽车内饰材料
- 纺织品

产品优点：

- 不锈钢内部，容易清洗
- 工业控制器
- 容易操作
- 玻璃材质的观察玻璃，容易观察试验过程



产品特点：

- 隔热玻璃
- 火焰高度标记
- 电子气体关闭阀
- U 型试样夹持器
- 数显计数器

参考标准：

- ASTM D5132
- EN ISO 11925-2
- SAE J369
- JIS D1201
- ISO 3795
- GM 9070P
- GMW 3232
- MVSS 302
- JIS K6400
- DIN 75200

选配附件：

- 秒表
- 切割模板：100*355mm
- U 型试样夹持器

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn