

纺织品挺度仪

型号：S0013

该仪器通过一个固定的角度挠度仪去计算抗挠刚度和弯曲模数，从而测定材料的弯曲长度。该数值与布料的挺度有关。

IDM[®]
instruments

产品应用：


- 所有类型的布料（除了切割成条时会过度扭曲的）

产品特点：

- 滑尺
- 调平脚
- 可以放在桌上进行操作
- 试样观察镜子

产品优势：

- 操作简单
- 快速得到试验结果



参考标准：

- AS 2001. 2. 9
- ASTM D1388
- ERT 50-3
- BS 3356/9073-7
- BS EN 22313
- MS 496
- GOST 6943. 11

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn