

磨损测试仪

型号：M0012

该测试仪用于测试纺织品和无纺布材料在一定压力下的耐磨性和摩擦实验。

IDM[®]
instruments

产品应用：

- 纺织品
- 无纺布

产品特点：

- 两个轨道和一个往复直线轨道
- 可以进行圆周运动
- LCD 显示

产品参数：

- 6 个工作台
- 计数显示
 - 设置计时显示：0-99999
 - 累计计时显示：0-99999
- 耐磨压力测试
 - A：试样加持：200±1g
 - B：压锤重量：395±2g
 - C：家具配件样品重量：594±2g
- 衣服起球测试
 - A：试样夹
 - B：压锤重量：260±1g
- 压锤质量：2385±10g
- 摩擦盘直径：120mm
- 速度：47±3r/min



参考标准：

- ASTM D4966/4970
- BS 3424/5690
- GB/T 4802. 2
- IWS TM 112/196
- JIS L1096
- DIN 53863/53865
- BS EN 388/530

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn