

数显透气性测试仪-塑料

型号：A0004

该测试仪主要用于检测塑料薄膜的漏气性。试样薄膜可以插入前段的开口处。该设备具有两个激活开关，这样在工作时用户必须用双手操作。增加了安全性。

IDM[®]
instruments

产品应用：

- 塑料

产品特点：

- 试样张口尺寸：5mm
- 低压压力表
- 数显装置
- 测试区域：250*120mm
- 空气流量计：0-50LPM（空气，1个大气压，20摄氏度时）
- 2个安全激活按钮

产品尺寸：

- 高：400mm
- 长：330mm
- 宽：360mm 重量：40kg



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn