

压缩测试仪-3 点弯曲

型号：C0047

IDM[®]
instruments

10 吨的压缩测试仪通过 3 点弯曲的方法测试阳极芯的弯曲或剪切力。该设备可以测试的最大尺寸为 50mm 直径 600mm 长的试样。

产品应用：

- 阳极芯

产品特点：

- 3 点弯曲辅具
- 峰值保持功能的数字读数
- 10 吨压力
- 限位开关
- 液压油缸
- RS232 数据接口
- 前侧门的安全锁定装置

产品优势：

- 方便使用
- 快速试验
- 结果准确

参考标准：

- ISO 12986-1



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn