

Din 磨耗仪

型号: D0008

Din 磨损试验机适用于弹性材料, 橡胶, 轮胎, 传送带, 传动皮带, 鞋底, 软质合成皮, 皮革等材质之磨耗测试, 具有良好的模拟性和操作容易等特点。

IDM[®]
instruments

产品应用:

- 橡胶
- 硫化橡胶
- 塑料
- 弹性材料
- 鞋底

产品特点:

- 旋转鼓可跟换砂纸
- 试样加持装置
- 样品防护罩
- 砝码可换



参考标准:

- DIN 53516
- AS 1683. 21
- ASTM D5963
- ISO 4649

选配附件:

- 试样切割器
- 旋转鼓清洁装置
- 橡胶比较片

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话: 010-67086989
传真: 010-67085997
邮箱: idm@laryee.com
网站: www.idminstruments.cn