

起毛起球试验仪

型号：P0002-4

这款仪器用于测试织物表面不受压力情况下由摩擦引起的起毛起球现象。适用于梭织以及针织物的起球测试。

IDM[®]
instruments

产品应用：

- 服装纺织品

产品特点：


- 转速：60RPM±1
- 可更换的衬垫
- 显示：1-99999，LED
- 噪音<65aB
- 盒子尺寸：228*228*228mm

参考标准：

- BS 5811. 1986
- GB/T 48023-1997
- IWS TM152
- JIS L1076

选配附件：

- 试样切割器
- 衬垫



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn