

纸箱折痕制样机

型号：C0053

IDM[®]
instruments

该款设备主要用于油墨实验室中，协助测试纸箱的抗破坏性。它用于快速生产高质量的纸板折痕试样。

产品应用：

- 纸箱纸板
- 油墨/印刷纸板

产品特点：

- 底面：适合于各种 300-1000um 的底面
- 折痕：2PT, 3PT, 4PT
- 18 折痕通道：1-4mm
- 折痕深度：可变

相关设备：

- C0039-折痕挺度测试仪



- C0016-折痕挺度仪配套切刀



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn