

地毯玻璃&绒毛粘接强度测试仪

型号：C0051

IDM[®]
instruments

地毯玻璃&绒毛粘接强度测试仪主要测量：

- 从地毯上剥离背部材料所需的力值。
- 从地毯上拔下单根绒毛所需要的力值。

对于地毯来说绒毛粘接强度是一个关键的参数。不合理的结构或质量低下的地毯都可能导致绒毛很快脱落。所以绒毛粘接强度是关系到地毯使用时间长短的关键因素。

产品应用：

- 有绒毛的纺织品地面覆盖物
- 织物

产品特点：

- 便携式小型设备
- 数显测力计
 - 50lbF, 25kgF, 250N
 - 拉力加载时峰值记忆功能
 - 精度：满量程的±0.3%
 - 过载保护：150%
 - 可选择显示单位：kg, N, lbs
 - IPM-智能电源管理系统
- 剥离用的试样夹持辅具
- 绒毛粘接强度辅具
- 循环辅具



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn

地毯玻璃&绒毛粘接强度测试仪

型号：C0051

IDM[®]
instruments

测试方法：

剥离：

地毯的背面用辅具固定在试验机上。辅具的一面固定在试验机上，另一面和测力计连接。随着拉伸的进行，测力计上将会平稳的显示剥离所需要的力值。

绒毛粘接强度测试：

地毯试样固定在底部夹持盘上，一把手术刀型试样剪夹住单根绒毛进行测试，或者一个钩子夹持住测试装置。试样剪或钩子连接到测力计上，随着试验机的拉伸，测试的力值将显示在测力计上。



选配附件：

- RS232
- MESUR 软件
- 连接电脑数据线

参考标准：

- AS 2111.15
- ASTM D1335
- BS 5229:1975 (1996)
- ISO 4919:1978
- IWS 202



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn