

手动切割器

型号：C0028, C0029, C0030, C0031



环压试样取样器：C0028

拉伸试样切割机：C0029

抗折试样切割机：C0030

撕裂试样取样器：C0031

精密样品切割器用与切割各种标准尺寸的纸样，也可根据客户需求定制

产品应用：


- 纸张

产品特点：

- C0028：12.7*152mm
- C0029：15*300mm
- C0030：38*76mm
- C0031：50*62mm
- 所有的切割头可磨快

参考标准：

- C0028：AS 1301.407
- C0029：AS 1301.448
- C0031：AS 1301.400



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn