

克数纸样切割器

型号：C0042

IDM[®]
instruments


这款切割器用于制备 100 平方厘米的纸张，以此来评估其克数。可数是指单位面积的质量，此指标是纸张试验中的一个重要数据。

产品应用：

- 纸张
- 纸板
- 波纹纤维板

产品特点：

- 配备样品支撑盘
- 底座宽大
- 操作方便



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn