

# 气动样品切割器

型号：C0043

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

这款气动切割器用于快速制备各种均匀的试样：圆形/方形/矩形。此切割器为气动式，操作方便，制样更迅速。体积小，可放置于试验台上。

## 产品应用：

- 纸板
- 纸张

## 产品特点：

- 前置式进样设计，方便操作
- 可以连续切割一张或多张试样
- 冲头及模具为合金钢制造，坚固耐用
- 具有安全防护设计
- 克数范围：35-1000gsm
- 试样厚度：0-4mm

## 产品参数：

- 可选的切割器尺寸：
  - 38.1\*70mm
  - 62\*50mm
  - 63\*53mm
  - 50\*62mm
  - 38\*70mm
  - 15\*100mm
- 可根据客户的要求定制切割器尺寸
- 脚踏开关

