

瓦楞纸板边压测试仪/瓦楞纸板边压测试仪切刀



Model: E0001—导向块

Model: E0002—切刀

边缘压缩导向块有助于瓦楞纸板和平行于凹槽方向的平板上载体间阻力测定。

例如：平行于组件板横向，这阻力与容器的压缩强度有关，当容器构造与凹槽的垂直面垂直时。

边缘压缩切刀是以准确切割用于测试目的的瓦楞纸板样品设计和制造的，这种切割边缘平行的方法是制作边缘压缩试验样品最简单的和最可重复制备的方法。

两个单斜面平行的锋利刀片位于气动切刀的顶部，叶片高速旋转确保直角边平行且直。它的每一步易于操作，并由 PC 塑料屏保护操作者。



产品应用:

- 瓦楞纸板
- 单楞板
- 双楞板
- 三楞板
- 蜡板

产品优点:

- 可更换刀片
- 操作简便
- 样品厚度：最大 9mm

产品特点:

- 使用方便
- 快速出结果
- 准确

参考标准:

- AS/NZ 1301.444s
- DIN 53149
- ISO 3037
- TAPPI T811

连接:

- 空气：最大 80 psi

产品尺寸:

E0001

- 高度：20mm
- 宽度：100mm
- 深度：20mm
- 重量：1kg

E0002

- 高度：100mm
- 宽度：320mm
- 深度：500mm
- 重量：10kg