

# 滚压机

型号：R0010

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

该滚压机是用来测试聚氨酯泡沫的动态辊压疲劳。滚压机测试时，滚轮在样品上以一个恒定压力斜向滚压，达到设定次数后，对比测试的前后厚度，已确定损失百分比。该方法已在泡沫测试行业应用多年。

## 产品应用：

- 聚氨酯泡沫

## 产品特点：

- 测试平台尺寸：500\*500mm
- 滚轮尺寸：直径 76.0mm，长 500mm
- 滚轮倾向角度：15°
- 滚轮压力：130N
- 滚轮行程长度：300mm
- 配备循环计数器
- 配备安全防护罩



## 参考标准：

- ASTM D1564
- ASTM D3574
- JIS K6400
- AS 2281.12 Clause 3.3 Method B

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn