

恒变形压缩夹具

型号: F0026



该恒变形压缩夹具设计用来检测聚氨酯试样厚度的变化量。通常把 50*50mm 的聚氨酯试样放入该夹具中，把试样压缩到一个特定的变形程度，经过一定量的时间和温度后，在试样恢复期间，厚度的损失将被测量出来。该压缩装置由两块不锈钢夹板组成，通过罗双保持两块夹板的平行，加班中间的距离可调，以适应不同厚度的试样。

产品应用:

- 柔性泡沫聚氨酯

参考标准:

- ASTM D3574-Test D
- ISO 1856

设备尺寸:

- 重量: 2kg
- 试样尺寸: 50*50*25mm

