

泡沫测厚仪

型号: F0017



该款泡沫测厚仪可以测量发泡产品的准确厚度值，以此准确计算该产品的其他参数，如密度，拉伸强度，撕裂强度等。该设备可以符合国内外不同的测试标准。

产品应用:

- 泡沫
- 乳胶

产品特点:

- 测试范围: 0-200mm
- 数显测试结果
- 精度: 0.01mm
- 80mm 直径圆形测试头
- 测试头压力: 100Pa



型号	尺寸	重量
F0017-SM	长: 404mm 宽: 300mm 高: 300mm	15KG
F0017-LG	长: 806mm 宽: 350mm 高: 400mm	23KG

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话: 010-67086989
传真: 010-67085997
邮箱: idm@laryee.com
网站: www.idminstruments.cn