

实验室热封仪

型号：L0001-ECO-S



本款实验室热封仪测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其他热封复合膜的热封参数，

此款实验室封热仪可测定织物表面或材料密封剂层的热封能力，也可以测试短时间织物可扩展性。和高速垂直塑膜成型机要求的密封表面达到钳口温度模拟条件或或低速机器非均衡试验，这是一个短时间密封测试。

判断热封能力的标准是实际热封力度。对于各种不同熔点，热稳定性，流动性和厚度的材料，测定参数包括热封温度，热风时间和热封压力，这些都可以改变其热封性能。

产品应用：

- 软包装行业
- 塑料薄膜
- 塑料片
- 涂层纸

产品特点：

- 触屏 LCD 显示
- 室温条件下精度达到 $300^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
-
- 固定密封条
(此 L0001-ECO-S 型号提供一个固定尺寸上置密封条和一个低置硅密封条)
- 可调节密封压力
- 密封时间定时：0-999.9s
- 密封压力：0.5MPa-0.7MPa
- 脚踏开关
- RS232 接口
- 安全防护



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn

产品优点:

- 操作简单
- 测试迅速
- 精度高

参考标准:

- ASTM F2029
- ASTM F88



产品选配:

热封面尺寸可定制:

- L0001-EC0-S1: 5mm * 180mm
- L0001-EC0-S2: 10mm * 180mm
- L0001-EC0-S3: 15mm * 180mm
- L0001-EC0-S4: 25mm * 180mm
- L0001-EC0-S5: 10mm * 180mm

电气连接:

- 气源: 最大 80psi
- 电源: 220/240 VAC @ 50 HZ
or 110 VAC @ 60 HZ
(下单时请指定规格)

机器尺寸:

- 高度: 380mm
- 宽度: 400mm
- 深度: 280mm,
- 重量: 40kg

相关产品:

- 使用 LHS 机器后, 可用 Mark-10 自动试验机通过剥离试验测试热封力, 更多信息可以到 IDM 官网下载。

