

纺织品耐渗透测试仪

型号：H0003

IDM[®]
instruments

该设备用于测定纺织物对不断增加的水压的渗透抵抗性，通过测试水通过纺织物的情况来得到纺织品的静水压力。实验中，把试样放在设备上，在一面均匀的增加水压，直到 3 个不同地方发生渗透情况，最终得到试验结果。

产品应用：

- 防水或涂有防水渗透性材料的所有纺织物

产品特点：

- 高模拟压力计 0-600kPa
- 低模拟压力计 0-60kPa
- 可以放在桌上进行操作
- 溢出托盘

参考标准：

- AATCC127
- AS 2001. 2. 17
- BS 3424 part 26
- BS EN 20811
- ISO 811:1981
- BS EN 20811:1992

选配附件：

- 不锈钢测试头 100cm² (BS 3424)
- 不锈钢测试头 75mm (AS 2001. 2. 17)



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn