

起毛起球测试仪

型号: P0002

该测试方法通过试验机测试纺织材料对表面起球或其他变化的抵抗性。测试过程适合所有针织或纺织的衣服面料。

IDM[®]
instruments

产品应用:

- 衣服面料

产品特点:

- 速度: 60 ± 1 rpm
- 试样管
- 可以放在桌上进行操作

产品优势:

- 操作简单
- 快速得到试验结果
- 精确

参考标准:

- BS 5811. 1986

选配附件:

- 试样切割器

