

湿轮 Din 磨耗仪

型号: D0008-W



湿轮 Din 磨耗试验机可测试样品在水中的磨耗，适用于弹性材料，橡胶，轮胎，输送带，传动皮带，鞋底，软质合成皮，皮革等材质的磨耗测试。具有高效能和操作容易等特点。

产品应用：

- 橡胶
- 硫化橡胶
- 塑料
- 弹性材料
- 鞋底

产品特点：

- 旋转鼓可跟换砂纸
- 试样加持装置
- 样品防护罩
- 砝码可换



参考标准：

- DIN 53516
- AS 1683. 21
- ASTM D5963
- ISO 4649

选配附件：

- 试样切割器
- 旋转鼓清洁装置
- 橡胶比较片

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn