

手动滑道摩擦系数仪

型号: C0054

IDM[®]
instruments

这款仪器用于测定包装材料的动摩擦系数。在测试中，滑板按照设定的倾斜速率连续增加直到测试表面开始发生滑动，设备将记录使表面开始发生滑动的这个角度。

产品应用:

- 纸张
- 塑料
- 薄膜
- 涂层

产品特点:

- 手动操作
- 角度倾斜: 0-60 度
- 角度显示: 0.1 度

选配附件:

- T815 滑块: 90*100mm 1300g
- T548 滑块: 63.1*63.1mm 200g
- 切割模具-滑道: 130*140mm
- 切割模具-1300g 滑块: 93*160mm
- 切割模具-200g 滑块: 66.5*100mm

参考标准:

- ASTM D202
- TAPPI T815
- TAPPI T548



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话: 010-67086989
传真: 010-67085997
邮箱: idm@laryee.com
网站: www.idminstruments.cn