

揉搓试验仪带冷却箱

型号：G0002-C

IDM[®]
instruments

这款仪器用于在特定的温控环境下进行塑料薄膜等材料的揉搓实验。冷却箱可以设定的温度范围在-30°C到-40°C之间。箱体上设有观察窗，可以在实验过程中观察样品情况。

产品应用：

- 包装材料
- 塑料

产品特点：

- 揉搓频率：45 次/分钟
- 水平行程：80 或 155mm
- 揉搓角度：400 度（80mm）
- 揉搓角度：440 度（155mm）
- 数显计数器
- 不锈钢样品切割器：280*200mm
- 温控范围：-30°C到-40°C

产品优势：

- 方便使用
- 快速试验
- 结果准确



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn